



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ДЖЕНДЕНТАЛ-УКРАЇНА

Jendental – Ukraine LLC

ТОВ "Джендентал-Україна"

вул. Бориспільська, 9, корп. 61, Київ 02099, Україна

Тел. : +38 (044) 337 87 82

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Виробник: ТОВ «Джендентал-Україна»

Назва матеріалу, пакування: Дезінфекційний засіб Jenosept-I Gel, 340мл

Партія (Об'єм, Лот): 240кг, №: 29 303

Дата виготовлення: 14.05.2020р.

Параметри перевірки	Параметри якості за ТД	Фактичні результати якості
Зовнішній вигляд	Прозорий гель	Прозорий гель
Колір	Відповідність кольору використаного барвника (блакитний)	Блакитний
Запах	Відповідно запаху використаної віддушки	Запах віддушки - яблуко
Показник заломлення, умов. Од.	1.3720-1.3770	1.3750
Густина при 20° С, г/см ³	0.87-0.91	0.9
Водневий показник, рН	6.0-7.5	7.2
Масова частина ізопропілового спирту, %, в межах	70-72%	72

Гарантійний термін зберігання - 3 роки з дати виробництва

Висновок відділу технічного контролю:

Матеріал відповідає вимогам Технічного файлу ТФ04 від 26.03.2020 р., та придатний до використання.

Керівник відділу виробництва рідинних та гелевих матеріалів

Л.Л. Карпчук

Начальник ВТК

О.П. Бордукова

